



产品使用说明书

Rhinogen[®] TransCOUPER™

叠氮活化试剂盒

货号: QPF-104





目 录

目 录	,
产品信	5.息
试	【剂包装
بخ ر	- 品来源
单	5位定义
仔	R藏条件
产品综	≷述
背	7景
lu n	无述
应	2用
特	F性
操作方	ī法
	f需自备材料
原	₹理
掃	条作步骤
注	E意事项
和子立	트 묘
们大厂 联 2 4	



产品信息

试剂包装 Rhinogen® TransCOUPER™ 叠氮活化试剂盒包装规格如下:

试剂盒货号	试剂盒组分			
政刑益贝 5	货号	名称	规格	
	QPF-102W1	Immobilized EndoS2, Microspin	1支	
ODE 104 A	QPF-102X	Glycosyltransferase	1 瓶	
QPF-104-A	QPF-102Y	Protein A 纯化柱	1支	
	QPF-102Z5	Glycoform Azoture hIgG1/4	100µg	
	QPF-102W1	lmmobilized EndoS2, Microspin	1支	
ODE 104 D	QPF-102X	Glycosyltransferase	1 瓶	
QPF-104-B	QPF-102Y	Protein A 纯化柱	1支	
	QPF-102Z6	Glycoform Azoture hIgG2	100µg	

产品来源 试剂盒中的酶均在大肠杆菌中表达,并带有 His 标签。

单位定义 通过 LC-MS 测定,Rhinogen[®] TransCOUPER™ 叠氮活化试剂盒对 100 μg 人 IgG1 的转糖基化率≥95%。

保藏条件 冷藏运输,产品到货后 Immobilized EndoS2,Microspin 和 Protein A 纯化柱放置于 2~8℃储存,Glycosyltransferase 和 Glycoform Azoture hIgG1/4 或 hIgG2 放置于-25~-5℃储存。请勿冷冻 Immobilized EndoS2,Microspin 和 Protein A 纯化柱。



产品综述

背景

抗体糖基化重塑是一种改变抗体分子上糖基化模式的技术。它的优势包括增强抗体的稳定性、改善其药代动力学特性、增强其抗体依赖性细胞毒性 (ADCC)活性等。这项技术在药物研发和治疗领域有广泛的应用,包括治疗癌症、自身免疫病和感染性疾病等。

人 IgG 糖链重塑和糖基偶联是指对人类免疫球蛋白 G(IgG)分子进行结构或性质的改变,或在其特定位置引入化学团或官能团,以实现特定的功能或应用。这种重塑或偶联的意义在于扩展人 IgG 的应用领域和功能,提高其治疗效果或生物活性。通过改变 IgG 的结构或性质,可以调控药物传递性能、免疫活性、稳定性等,从而实现更好的治疗效果或应用效果。

概述

Rhinogen® TransCOUPER™ 叠氮活化试剂盒可在人 IgG Fc 端的 N-糖基化位点上实现高效的特异性位点连接。使用 Rhinogen® TransCOUPER™ 叠氮活化试剂盒进行叠氮活化后,抗体可以用任意选择的炔烃反应型点击试剂进行标记,标记度(DOL)为每个抗体 4 个标记(DOL=4)。本试剂盒中含有足够的材料以叠氮活化 100 μg 人 IgG。

应用

可用于对人 IgG 进行特定位点的叠氮活化。

特性

- ✓ 便于对人 IgG 进行特定位点的定制共轭,标记度 (DOL) 始终为 4;
- ✓ 更高的 DOL 可提高灵敏度,从而更好地探测低空目标;
- ✓ Fc 特异性标记可保留抗原结合能力:
- ✓ 可在几小时内生成叠氮激活人 IgG。



操作方法

所需自备 材料

- 在 PBS 中的抗体, pH 7.4,不含载体蛋白。100 μg 人 IgG,最大体积 为 100μl;
- ✓ 1.5-2 ml 大小的离心管;
- ✓ 磷酸盐缓冲盐水 (PBS): 10 mM Sodium Phosphate, 150 mM Sodium Chloride, pH 7.4;
- ✓ ddH₂O:
- ✓ 洗脱缓冲液: 0.1M 甘氨酸, pH 2.5;
- ✓ 中和缓冲液: 1M Tris, pH 8.0;
- ✔ 用于微型离心管的离心机;
- ✓ 旋转混合器或类似设备。

原理



图 3. Rhinogen® TransCOUPER™ 叠氮活化试剂盒原理图。

操作步骤 1. 去糖基化: 水解抗体 Fc 端的 N-聚糖:

- 1.1 将 Immobilized EndoS2, Microspin 柱子底部的塑料盖掰开(保留盖子), 然后稍微打开盖子。将色谱柱放入离心管, 200g 转速下离心 1 分钟, 除去储存液;
- 1.2 将色谱柱放入离心管中,加入 300μl PBS 缓冲液。200g 离心 1 分钟,弃去废液,重复三次且最后一次离心时间为 1 分 30 秒;
- 1.3 重新插入旋转柱底部的底盖;
- 1.4 用 PBS 调节抗体样品量(100μg 抗体)至 100μl,然后立即将抗 体溶液加入色谱柱,用盖子密封柱子;
- 1.5 将树脂完全悬浮,颠倒混合,确保色谱柱内有流动,在室温下将 色谱柱端-端混合后孵育 30 分钟;



- 1.6 取下底部盖子,将色谱柱放入干净的离心管中,松开顶盖,1000g 离心1分钟,收集脱糖抗体样本;
- 1.7 装上底盖,加入 20µl PBS,用盖子密封色谱柱,将柱子颠倒几次;
- 1.8 取下底部盖子,将色谱柱放入干净的离心管中,松开盖子,1000g 离心1分钟,收集脱糖抗体样本;
- 1.9 重复操作步骤 1.7-1.8 两次;
- 1.10 汇总收集到的脱糖抗体。
- 2. 转糖基化: 连接特定的糖基化合物:
 - 2.1 用 20 μl ddH₂O 复溶 Glycosyltransferase;
 - 2.2 根据表 1,对步骤 1.10 收集到的脱糖抗体进行叠氮基化;
 - 2.3 根据表 1,在步骤 2.2 的样品中加入适量 Glycosyltransferase;
 - 2.4 盖上瓶盖。轻柔颠倒混合,将样品旋转至样品瓶底部;
 - 2.5 根据表 1,在室温下(22-24℃)避光孵育。

表 1. 用于不同 人 IgG 亚类的各项参数:

货号	人 IgG 亚类	Glycoform Azoture	Glycosyl- Transferase (µl)	孵育 时间 (min)
QPF-102Z5	IgG1	将所有混合样品加入 Glycoform Azoture hIgG1/4 瓶中进行重塑	2	75
QPF-102Z6	IgG2	将所有混合样品加入一个Glycoform Azoture hIgG2的小瓶中进行重塑。将内容物转移到第二瓶 Glycoform Azoture hIgG2中,重塑第二瓶糖基甘氨酰叠氮化物。	4	210
QPF-102Z5	IgG4	将所有混合样品加入 Glycoform Azoture hIgG1/4 瓶中进行重塑	2	90

3. 去除多余试剂:



- 3.1 掰开 Protein A 纯化柱底部的塑料盖(保存盖子),稍微打开盖子。将色谱柱放入离心管中,200g 离心 1 分钟,除去储存液;
- 3.2 将色谱柱放入离心管中,加入 300μl PBS 缓冲液。200g 离心 1 分钟,弃去废液;重复操作 3 次且最后一次离心时间为 1 分 30 秒;
- 3.3 重新插入旋转柱底部的底盖;
- 3.4 加入步骤 2.5 中的样品并用盖子密封色谱柱;
- 3.5 使树脂完全悬浮,倒置混合,并确保色谱柱中有流动的树脂,在 室温下将色谱柱端-端混合后孵育 25 分钟;
- 3.6 取下底部盖子,将色谱柱放入微离心管中,轻轻打开顶盖,200g 离心1分钟,弃去废液;
- 3.7 在树脂上加入 300µl PBS 缓冲液。使树脂充分悬浮,倒置混合,200g 离心 1 分钟,弃去废液,重复操作 4 次;
- 3.8 准备 5 个含 4μl 1M Tris pH 8.0 的离心管;
- 3.9 用底盖密封柱子,加入 20μl pH 2.5 的 0.1M 甘氨酸并用盖子密封 色谱柱,将色谱柱倒置几次,使树脂充分悬浮,
- 3.10 取下底部盖子,将色谱柱放入装有 Tris 的离心管中。轻轻打开顶盖,1000g 离心 1 分钟,洗脱抗体,重复操作 5 次;
- 3.11 汇总收集到的抗体:
- 3.12 收集到的叠氮活化抗体可在 4~8℃ 下保存至少一个月。

注意事项

- ✓ 使用前将 Immobilized EndoS2, Microspin 和 Protein A 纯化柱平衡至室温:
- ✔ 离心前,需取下底盖并稍微打开顶盖;
- ✔ 本产品仅供研发使用。



相关产品

产品名称	货号
PNGase F(Glycerol-free)	QPF-001
O-Glycosidase	QPF-004
α2-3,6,8,9 Neuraminidase	QPF-005
β1-4 Galactosidase	QPF-006
β-N-Acetylhexosaminidase	QPF-007
Protein Deglycosylation Kit I (for O-linked Glycans)	QPF-008
Protein Deglycosylation Kit II (for N-linked & Simple O-linked Glycans)	QPF-009
Protein Deglycosylation Kit III (for N-linked & Complex O-linked Glycans)	QPF-010
EndoS endoglycosidase	QPF-011
α 1-2 Fucosidase	QPF-013
α1-2,4,6 Fucosidase	QPF-014
α1-3,4 Fucosidase	QPF-015
Endo F1	QPF-016
Endo F3	QPF-017
α-N-乙酰半乳糖苷酶	QPF-018
Quick™ PNGase F -Plus	QPF-019
Immobilized PNGase F, Microspin	QPF-101
TransCOUPER™ 糖链重塑试剂盒	QPF-102
TransCOUPER™ 去岩藻糖链重塑试剂盒	QPF-103



联系我们

如果您需要帮助,我们的客户支持专家可以通过电话和 email 为您提供帮助:

• 电 话: <u>0512-87663137</u>

• 技术支持: techserv@rhinobio.com

RHINO BIO



上海瑞诺生物科技有限公司 苏州瑞特佰生物科技有限公司

网 址: www.rhinobio.com 电 话: 0512-87663137

邮 箱: techserv@rhinobio.com



公众号



联系客服