



产品使用说明书

Rhinogen® 真菌&细菌 DNA 提取纯化 试剂盒

货号: RA-MT11





目 录

目	求	,.]
产品	信息	2
	试剂包装	
	保藏条件	2
产品	综述	3
	背景	?
	概述	
操作	方法	4
	所需设备	2
	自备试剂	2
	实验准备	
	大拉作田	
	手工提取步骤	
	自动化仪器提取步骤	5
	注意事项	
相关	产品	7
联系	我们	. 5



产品信息

试剂包装 Rhinogen® 真菌&细菌DNA提取纯化试剂盒(磁珠法-手动/自动)包装规格如下:

试剂组分	RA-MT11-50T				
风 剂组分	货号	规格			
裂解液	RA-MT11A	10ml*1vial			
消化液	RA-MT11B	1.1ml*1vial			
结合液	RA-MT11C	4ml*1vial			
洗涤液 A	RA-MT11D	17mll*1vial			
洗涤液 B	RA-MT11E	12ml*1vial			
磁珠悬浮液	RA-MT11F	1.1 ml*1vial			
洗脱液	RA-MT11G	6 ml*1vial			
样品处理管	RA-MT11H	52 个			

保藏条件

采用干冰运输,**收到产品后请将消化液(货号: RA-MT11B)放置2~8℃储存,其他组 分置于室温储存**,有效期为12个月。



产品综述

背景

无菌检测是确保医疗器械、药品及其他相关产品在生产过程中未被微生物污染的重要环节。其主要目的是通过科学的检测方法,验证产品的无菌状态,从而保障最终产品的安全性和有效性。

概述

Rhinogen® 真菌&细菌DNA 提取纯化试剂盒(磁珠法)用于提取纯化生物样品中的微量真菌&细菌DNA,适用样品包括主细胞库、工作细胞库等细胞培养物,疫苗、细胞治疗产品等生物制品,同时对高浓度细胞($\leq 10^6$ 个细胞)类复杂基质生物制品均适用。本试剂盒搭配全自动核酸提取仪(货号:RA-IP27),可实现样品的自动化处理。



操作方法

所需设备

- ✓ 金属浴或水浴锅
- ✔ 超声处理仪
- ✓ 迷你离心机
- ✓ 高速离心机
- ✓ 涡旋混合仪
- ✓ 磁力架
- ✓ 超净台

自备试剂

- ✓ 100%异丙醇(分析纯)
- ✓ 无水乙醇(分析纯)

实验准备

- 1. 开启新试剂盒时需完成以下工作(在I区进行下属试剂配制):
 - 1) 向新开启的洗涤液A中加入22ml无水乙醇,并在瓶子上作标记;
 - 2) 向新开启的洗涤液B中加入28ml无水乙醇,并在瓶子上作标记。
- 2. 每次实验前需预先完成以下工作:
 - 1) 准备100%异丙醇;
 - 2) 准备水浴温度: 56℃。
- 3. 每次实验建议同时做阴性对照(NCS)和阳性对照(PC):
 - 1) 阴性对照 (NCS):每次实验中都需要设置一个NCS 作为阴性对照样品,取200μl 阴性质控 (真菌/细菌DNA 检测试剂盒组分),与其他待测样品一起进行DNA 的 提取和纯化操作,以评估实验过程中是否存在样品交叉污染或环境污染:
 - 2) 阳性对照 (PC): 每次实验中都需要设置一个PC 作为阳性对照样品,取200μl 阳性质控 (真菌/细菌DNA 检测试剂盒组分),与其他待测样品一起进行DNA 的提取和纯化操作,以评估实验过程中各操作步骤是否正确。
- 4. 若待测样品细胞总量大于10⁶,则取1.2ml样品以500×g 离心5min,取1ml上清进行提取。若待测样品细胞总量小于10⁶,可直接取1ml样品进行提取;
- 5. 如需检测大体积样品,可将样品14000rpm 离心15min,吸弃上清,留约1ml液体悬浮沉淀,然后将剩余液体及沉淀全部转移至样品处理管中,后续操作按照正常操作流程进行即可。

手工提取 步骤

- 1. 取 1ml 样品加入样品处理管中,做好标记后,将样品处理管 14000rpm 离心 3min,吸 弃 800µl 上清;
 - 注: 1) 阴性对照 (NCS): 直接取 200μl 阴性质控 (真菌/细菌 DNA 检测试剂盒组分) 加入样品处理管中,进行下一步操作;
 - 2) 阳性对照 (PC): 直接取 200μl 阳性质控(真菌/细菌 DNA 检测试剂盒组分) 加入样品处理管中,进行下一步操作。
- 2. 向样品管中加入 10μl IC (真菌/细菌 DNA 检测试剂盒组分)、200μl 裂解液,充分涡 旋混匀 30s;
- 3. 将样品管放入超声处理仪中, 超声处理 5min:
 - 注:如不具备超声处理仪,也可用涡旋混匀器涡旋混匀 10min,涡旋混匀期间不可



中断混匀。

- 4. 将样品管 6000rpm 离心 10s, 加入 20μl 消化液, 充分涡旋混匀 1min;
- 5. 56°C消化 30min;
 - 注: 期间间隔 5min 混匀 1 次,使裂解消化更充分。
- 6. 样本消化后,将样品处理管瞬时离心,,将样品处理管中的液体全部转移至新的 1.5ml EP 管中:

注:建议将 200 μl 移液器调节至 170 μl,多次转移液体,避免吸到底部白色颗粒。

- 7. 加入 100 μl 结合液, 充分涡旋混匀 30s, 瞬时离心后待用;
- 8. 加入 20μl 磁珠悬浮液以及 250μl 异丙醇,充分涡旋混匀 5min,瞬时离心后待用;注:磁珠悬浮液使用前请务必充分涡旋混匀,加样过程中间隔 2-3 个样本需将磁珠再次涡旋混匀,以保证每次加入的磁珠量的一致性。
- 9. 将离心管置于磁力架上至磁珠吸附完全,保持离心管固定于磁力架上,用移液器吸 弃上清液,期间避免接触磁珠;
- 10. 将离心管从磁力架上取下,加入 700μl 洗涤液 A,充分涡旋混匀 30s,瞬时离心后重新置于磁力架上磁性分离,待磁珠吸附完全后,保持离心管固定于磁力架上,用移液器吸弃上清液,期间避免接触磁珠;
- 11. 将离心管从磁力架上取下,加入 700μl 洗涤液 B,充分涡旋混匀 30s,瞬时离心后重新置于磁力架上磁性分离,待磁珠吸附完全后,保持离心管固定于磁力架上,用移液器吸弃上清液,期间避免接触磁珠;
- 12. 为保证液体充分移除,需将离心管再次短暂离心 30s,重新置于磁力架上磁性分离, 待磁珠完全分离后,用 10ul 移液器小心的将残余液体吸弃干净;
- 13. 从磁力架上取下离心管, 打开管盖在室温下干燥 5min:
- 14. 沿离心管壁加入 100μl 洗脱液, 充分涡旋混匀 30s, 瞬时离心后置于 56℃温浴 5min, 期间间隔 2min 涡旋混匀 1 次;
- 15. 孵育完成后,将离心管 12000rpm 离心 1min,然后静置于磁力架上,待磁珠分离后,用移液器小心转移溶液到干净的离心管中,所得液体即为样本纯化液。

自动化仪 器提取步 骤

- 1. 取 1ml 样品加入样品处理管中,做好标记后,将样品处理管 14000rpm 离心 3min,吸 弃 800 ul 上清:
 - 注: 1) 阴性对照 (NCS): 直接取 200μl 阴性质控 (真菌/细菌 DNA 检测试剂盒组分) 加入样品处理管中,进行下一步操作;
 - 2) 阳性对照 (PC): 直接取 200µl 阳性质控 (真菌/细菌 DNA 检测试剂盒组分) 加入样品处理管中,进行下一步操作。
- 2. 向样品管中加入 10μl IC(真菌/细菌 DNA 检测试剂盒组分)、200μl 裂解液,充分 涡旋混匀 30s:
- 3. 将样品管放入超声处理仪中,超声处理 5min;
 - 注: 如不具备超声处理仪,也可用涡旋混匀器涡旋混匀 5min,涡旋混匀期间不可中断混匀。
- 4. 将样品管 6000rpm 离心 10s, 加入 20μl 消化液, 充分涡旋混匀 1min;
- 5. 56°C消化 30min:
 - 注:期间间隔 5min 混匀 1次,使裂解消化更充分。
- 6. 样本消化后,将样品处理管瞬时离心,,将样品处理管中的液体全部转移至 96 孔深 孔板第 1/7 列;



注: 建议将 200山 移液器调节至 170山, 多次转移液体, 避免吸到底部白色颗粒。

7. 按照下表将试剂分装到 96 孔深孔板中:

槽位	第 1/7 列			第 3/9 列	第 4/10 列	第 6/12 列
试剂	结合液	磁珠	异丙醇	洗涤液A	洗涤液 B	洗脱液
体积	100µl	20µl	250µl	700µl	700µl	100µl

注:磁珠工作液使用前请务必充分涡旋混匀,加样过程中间隔 2-3 个样本需将磁珠再次涡旋混匀,以保证每次加入的磁珠量的一致性。

8. 打开核酸自动提取仪电源,按以下程序设置核酸自动提取仪:

步骤	槽位	名称	等待 时间 (S)	混合 时间 (S)	磁吸 时间 (S)	混合速度	体积 (µl)	温度状态	温度 (℃)
1	第 1/7 列	结合	0	300	60	中速	800	无	-
2	第 3/9 列	洗涤 1	0	60	60	中速	700	无	-
3	第 4/10 列	洗涤 2	60	60	60	中速	700	无	-
4	第 6/12 列	洗脱	0	180	60	中速	100	洗脱 加热	70
5	第 2/8 列	弃磁珠	0	30	0	中速	100	无	-

注:本程序适用于 RhinoBio 提供的提取仪,其它仪器机型可联系本公司技术咨询程序设定。

- 9. 将深孔板小心放入自动化核酸提取仪的卡槽中,套上磁棒套,运行程序;
- 10. 自动化程序结束后,将第 6 列的液体转移至干净的离心管中,所得液体即为样本纯化液。

注意事项

- 1、每次实验前、后均需用75%酒精或含氯消毒液对操作台、仪器设备进行全方位擦拭 消毒处理,紫外灭菌不少于30min;
- 2、实验区域做到严格分区,至少分三个单独的工作区域:试剂配制区(I区)、样品处理区(II区)、核酸扩增区(III区),各实验区之间的试剂、标本传递应通过传递窗进行,各实验区的设备、耗材等不能交叉使用;
- 3、 实验过程中避免触碰到样品离心管内盖,实验过程中勤换手套;
- 4、 实验过程中需使用无菌低吸附带滤芯枪头、无菌EP 管(DNase/RNase free);
- 5、 磁珠悬浮液使用前严禁冷冻和离心,以免损伤磁珠,磁珠在使用前务必充分混匀;
- 6、裂解液、结合液在低于10℃时可能出现白色结晶,若出现沉淀,请37℃水浴重新溶解后使用:
- 7、 请尽量在完成样本纯化处理当天进行后续的DNA 检测,以保证检测结果的准确性;
- 8、请务必仔细阅读本试剂盒说明书,并严格按照操作步骤完成操作。



相关产品

产品名称	货号
MycoAlarm™支原体检测试剂盒	RA-MT01
Myco-Visal TM 一步法快速支原体检测试剂盒	RA-MT03
Myco-EXT™ 支原体DNA提取纯化试剂盒(磁珠法)	RA-MT04
Myco-Acid™ qPCR支原体检测试剂盒	RA-MT05
Myco-Acid™ PCR支原体检测试剂盒	RA-MT06
Myco-EXT™ 支原体DNA自动化提取试剂盒(非预装)	RA-MT07
Myco-EXT™ 支原体DNA自动化提取试剂盒(预装)	RA-MT08
细菌DNA检测试剂盒	RA-MT09
真菌DNA检测试剂盒	RA-MT10
全自动核酸提取仪	RA-IP27



联系我们

如果您需要帮助,我们的客户支持专家可以通过电话和 email 为您提供帮助:

• 电 话: <u>0512-87663137</u>

• 技术支持: <u>techserv@rhinobio.com</u>

RHINO BIO



上海瑞诺生物科技有限公司 苏州瑞特佰生物科技有限公司

网 址: www.rhinobio.com 电 话: 0512-87663137

邮 箱: techserv@rhinobio.com



公众号



联系客服