

# Certificate of Analysis

## IdeS protease

Cat. No.: QIP-001-A  
Lot. No.: ENI10190101  
有效期至: 2020年12月

---

**贮藏:** 室温运输、-20℃储藏, 溶解后 2~8℃可储存 2 个月, 复溶后不可冻存。

**活力:** 1U IdeS protease 37℃30 分钟切割≥95% 的 1μg 人 IgG。

**纯度:** SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

---

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

### 苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 303 室

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QA/QC 签字  
日期: 2019.02.25

