

Certificate of Analysis

Rhinozyme[®] Trypsin (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-003-A
Lot. No.: ENI30190403
有效期至: 2021年03月

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于 2-8℃, 密封防潮。

活性: 最适 pH 为 7.0-8.0; 比活 (单位/mg) ≥ 4500 USP units/mg。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 $\geq 95\%$ 。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 303 室

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QA 签字
日期 2019.05.10

