

# Certificate of Analysis

## Rhinozyme™ Trypsin (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-003-A  
Lot. No.: ENI30181203  
有效期至: 2020年11月

---

**贮藏:** 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于 2-8℃, 密封防潮。

**活性:** 最适 pH 为 7.0-8.0; 比活 (单位/mg)  $\geq$ 4500USP units/mg。

**纯度:** SDS-PAGE 分析纯度 $\geq$ 95%。

---

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 303 室

联系方式 0512-87663137 或 [techserv@rhinobio.com](mailto:techserv@rhinobio.com).

[www.rhinobio.com](http://www.rhinobio.com)

QA/QC 签字

日期: 2018.12.21

