

# Certificate of Analysis

## Rhinozyme™ *O*-Glycosidase

Cat. No.: QPF-004  
Lot. No.: ENP40190201  
有效期至: 2020年01月

**贮藏:** 酶及配套试剂储存在-20℃条件下, 避免反复冻融。

**活性测试:** 在 Glyco 缓冲液 2 体系下, 20μl 反应体系中 2μl *O*-Glycosidase 在 37℃ 水浴条件下反应 30min, 可使 20μg 重组人卵泡刺激素-CTP 融合蛋白底物 β-亚基分子量比阴性对照的 β-亚基分子量小 1.0KD 以上。

**纯度:** SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 303 室

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QA/QC 经理签字  
日期: 2019.03.15