

Certificate of Analysis

Glu-C (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-005
Lot. No.: ENI50191101
有效期至: 2021 年 10 月

外观: 白色或类白色粉末。

比活 (单位/mg 蛋白): ≥ 5 。

特性: 在 pH4.0~9.0 之间均有活性, 最适 pH 为 8.0~8.5。

纯度: 蛋白电泳单一主条带。

分子量 (电泳): $24.0 \pm 2.4 \text{ kDa}$ 。

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于 $2 \sim 8^\circ\text{C}$, 密封防潮。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2019.11.07

