

Certificate of Analysis

Rhinozyme® Chymotrypsin (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-002
Lot. No.: ENI20190402
有效期至: 2021年03月

外观: 白色或类白色粉末。

贮藏: 采用冰袋保温运输, 收到产品后请立即将酶置于-20℃, 密封防潮。

活性: 最适 pH 为 7.0~9.0; 比活 (单位/mg) \geq 2000 USP units/mg。

纯度: SDS-PAGE 分析, 纯度 \geq 95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2019.04.30

