

Certificate of Analysis

O-Glycosidase

Cat. No.: QPF-004
Lot. No.: ENP40201202
有效期至: 2021 年 11 月

贮藏: 酶及配套试剂储存在-20℃条件下, 避免反复冻融。

活性测试: 在 Glyco 缓冲液 2 体系下, 20μl 反应体系中 2μl O-Glycosidase 在 37℃ 水浴条件下反应 30min, 可使 20μg 重组人卵泡刺激素-CTP 融合蛋白底物 β-亚基分子量比阴性对照的 β-亚基分子量小 1.0KD 以上。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com



QC/QA 签字
日期: 2020.12.15