

# Certificate of Analysis

## Trypsin (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-003  
Lot. No.: ENI30210301  
有效期至: 2023 年 02 月

---

**外观:** 白色或类白色粉末。

**贮藏:** 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于-20°C, 密封防潮。

**活性:** 最适 pH 为 7.0~8.0; 比活 (单位/mg)  $\geq 4500$  USP units/mg。

**纯度:** SDS-PAGE 分析, 纯度 $\geq 95\%$ 。

---

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

生产商

**苏州瑞安生物科技有限公司**

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

