

Certificate of Analysis

IgdE protease

Cat. No.: QIP-007-C
Lot. No.: ENI70210301
有效期至: 2023年02月

贮藏: 采用冰袋或干冰运输, 收到产品后请立即将其置于-30℃至-10℃冻存。溶解后 2~8℃可储存 30 天, 复溶后不可冻存。

活力: 1U IgdE protease 37℃过夜切割≥90%的 1μg 人 IgG1。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

生产商

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

