

Certificate of Analysis

IdeS protease

Cat. No.: QIP-001-A
Lot. No.: ENI10200202
有效期至: 2022年01月

贮藏: 室温运输、-20℃储藏, 溶解后 2~8℃可储存 2 个月, 复溶后不可冻存。

活力: 1U IdeS protease 37℃ 30 分钟切割≥95%的 1μg 人 IgG。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2020.02.26

