

# Certificate of Analysis

## IdeS protease

Cat. No.: QIP-001  
Lot. No.: ENI10210901  
有效期至: 2023年08月

贮藏: 室温运输、-20°C储藏, 溶解后 2~8°C可储存 2 个月, 复溶后不可冻存。

活力: 1U IdeS protease 37°C 30 分钟切割≥95%的 1μg 人 IgG。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

生产商

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

