

# Certificate of Analysis

## Glu-C (Sequencing Grade)

Cat. No.: QIP-005  
Lot. No.: ENI50211203  
有效期至: 2023 年 11 月

---

外观: 白色或类白色粉末。

比活 (单位/mg 蛋白):  $\geq 5$ 。

特性: 在 pH4.0~9.0 之间均有活性, 最适 pH 为 8.0~8.5。

纯度: 蛋白电泳单一主条带。

分子量 (电泳):  $24.0 \pm 2.4$  kDa。

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将酶置于  $-20^{\circ}\text{C}$ , 密封防潮。

---

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

