

# Certificate of Analysis

## Rhinozyme® Immobilized IdeS, Microspin

Cat. No.: QIP-101  
Lot. No.: ENI101201001  
有效期至: 2021年06月

**成分:** 每支 Immobilized IdeS, Microspin 含有 0.1ml IdeS 固定化酶琼脂糖凝胶, 产品储存于 20%乙醇 (v/v) 中, 不添加防腐剂。

**外观:** 淡蓝色悬液。

**贮藏:** 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将产品置于 2-8℃, 避免冻存!

**活性:** 在 10mM PB, 10mM NaCl, pH6.5 体系下, 室温 ( $\geq 26^{\circ}\text{C}$ ) 孵育半小时, 通过 SDS-PAGE 分析, 0.5mg IgG1 样品被消化比例  $\geq 95\%$ 。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 C13 幢 4 楼

联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.

www.rhinobio.com



QC/QA 签字  
日期: 2020.09.19