

# Certificate of Analysis

## O-Glycosidase

Cat. No.: QPF-004  
Lot. No.: ENP40220702  
有效期至: 2023年06月

**贮藏:** 酶及配套试剂储存在-20℃条件下, 避免反复冻融。

**活性测试:** 在 Glyco 缓冲液 2 体系下, 20μl 反应体系中 2μl O-Glycosidase 在 37℃ 水浴条件下反应 30min, 可使 20μg 重组人卵泡刺激素-CTP 融合蛋白底物 β-亚基分子量比阴性对照的 β-亚基分子量小 1.0KD 以上。

**纯度:** SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

QC/QA 签字  
日期: 2022.07.10

