

Certificate of Analysis

Rhinozyme® Immobilized IdeS, Microspin

Cat. No.: QIP-101
Lot. No.: ENI101220601
有效期至: 2023年02月

成分: 每支 Immobilized IdeS, Microspin 含有 0.1ml IdeS 固定化酶琼脂糖凝胶, 产品储存于 20%乙醇 (v/v) 中, 不添加防腐剂。

外观: 淡蓝色悬液。

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将产品置于 2-8°C, 避免冻存!

活性: 在 10mM PB, 10mM NaCl, pH6.5 体系下, 室温 ($\geq 26^{\circ}\text{C}$) 孵育半小时, 通过 SDS-PAGE 分析, 0.5mg IgG1 样品被消化比例 $\geq 95\%$ 。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2022.06.08

