

## Certificate of Analysis

# Rhinozyme<sup>®</sup> Immobilized IdeS Cut-Pure Kit, Microspin

Cat. No.: QIP-102  
Lot. No.: ENI102220601  
有效期至: 2023 年 02 月

**成分:** 每支 Immobilized IdeS, Microspin 含有 0.1ml IdeS 固定化酶琼脂糖凝胶; 每支 Protein A 纯化柱含有 0.1ml Protein A 琼脂糖凝胶。琼脂糖凝胶均均储存于 20% (v/v) 乙醇中, 不添加防腐剂。

**外观:** 淡蓝色悬液。

**贮藏:** 采用冰袋运输, 收到产品后请立即将产品置于 2-8°C, 避免冻存!

**活性:** 在 10mM PB, 10mM NaCl, pH6.5 体系下, 室温 ( $\geq 26^{\circ}\text{C}$ ) 孵育半小时, 通过 SDS- PAGE 分析, 0.5mg IgG1 样品被消化比例 $\geq 95\%$ 。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

### 上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

