

# Certificate of Analysis

## EndoS endoglycosidase

Cat. No.: QPF-011  
Lot. No.: ENP110220501  
有效期至: 2023年04月

**贮藏:** 酶置于-20°C储存。

**活力:** 1U EndoS endoglycosidase 37°C 条件下, 30分钟内酶切≥95% 1μg 重组单克隆 IgG 所需要的酶量。

**活性测试:** 在 PBS 缓冲体系下, 40μl 反应体系, 1μl EndoS endoglycosidase 37°C 酶切 30 分钟, 可使 20μg 重组单克隆 IgG 比阴性对照分子量小 1.0KD 以上。

**纯度:** SDS-PAGE 分析纯度≥90%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

