

# Certificate of Analysis

## 嗜热菌蛋白酶

Cat. No.: RA-COL05  
Lot. No.: RD050240101  
有效期至: 2024年12月

参数	合格标准	实际结果
外观	黄色或白色粉末	白色粉末
蛋白含量	20 - 80 %	38 %
比活 U/mg	40-200	78

一个酶活性单位是指在 pH 7.5、37°C条件下，每分钟水解酪蛋白并产生相当于 1.0 μM (181 μg) 酪氨酸的颜色（使用 Folin-Ciocalteu 试剂显色）所需的酶量。

本品仅用于科研，不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 B6 栋 401C

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

