

Certificate of Analysis

Nuclecut™ 全能核酸酶

Cat. No.: RA-NC01
Lot. No.: NC010231101
有效期至: 2024年10月

产品规格: RA-NC01-A 装量 10KU/40 μ l; RA-NC01-B 装量 50KU/200 μ l。

性状: 无色透明液体制剂。

贮藏: 酶储存在-20 $^{\circ}$ C条件下, 避免反复冻融。

酶活: 在 37 $^{\circ}$ C, pH8.0 条件下, 反应 30min, 1 单位的 Nuclecut™ 全能核酸酶 (1U) 可以完全消化 37 μ g DNA (吸光度 ΔA_{260} 变化 1.0)。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 \geq 90%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

