

Certificate of Analysis

O-GlyCORTAR protease

Cat. No.: QIP-013
Lot. No.: ENI130240301
有效期至: 2025 年 02 月

贮藏: 采用冰袋运输, 收到产品后请置于-20℃保存, 请勿冻存。

酶活定义: 在 37℃, 50mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 为 7.6 体系孵育 30 分钟, 1 单位的 O-GlyCORTAR protease 可以消化 30μg 依那西普 ≥95%, 通过 SDS-PAGE 确认。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 ≥90%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区星湖街 218 号 B6 栋 401C

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

