

产品名称 Glu-C (Sequencing Grade)  
产品货号 QIP-005  
产品批号 ENI50240405  
储藏温度 采用冰袋运输，收到产品后请立即将酶置于-20℃，密封防潮。

检测	参考	结果
外观	白色或类白色粉末。	通过
比活（单位/mg 蛋白）	≥5。	通过
特性	在 pH4.0~9.0 之间均有活性，最适 pH 为 8.0~8.5。	通过
纯度	蛋白电泳单一主条带。	通过
分子量（电泳）	24.0±2.4kDa。	通过
生产日期		2024 年 04 月
有效日期		2026 年 03 月



联系方式：电 话 0512-87663137  
销售邮箱 sales@rhinobio.com  
官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司  
苏州工业园区苏州纳米生物科技园 B6 栋