


产品名称 Myco-Visal™ 支原体检测试剂盒
产品货号 RA-MT03
产品批号 MT030240401
产品组成 Myco-Visal™ 检测缓冲液、Myco-Visal™ 检测酶（冻干球）、阳性对照和矿物油。
存储温度 采用冰袋运输，收到产品后请立即将酶置于-20℃，密封防潮。

| 检测 | 参考 | 结果 |
|------|-----|-----|
| 阴性对照 | 紫色 | 见附图 |
| 阳性对照 | 天蓝色 | 见附图 |

附图：



生产日期 2024年04月
有效日期 2025年03月



联系方式：电 话 0512-87663137
销售邮箱 sales@rhinobio.com
官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司
苏州工业园区苏州纳米生物科技园 B6 栋