

产品名称	Trypsin (Sequencing Grade)
产品货号	QIP-003
产品批号	ENI30240506
储藏温度	采用冰袋运输，收到产品后请立即将酶置于-20℃，密封防潮。

检测	参考	结果
外观	白色或类白色粉末。	通过
活性	最适 pH 为 7.0~8.0；比活（单位/mg） \geq 4500USP units/mg。	通过
纯度	SDS-PAGE 分析，纯度 \geq 95%。	通过
生产日期		2024 年 05 月
有效日期		2026 年 04 月



联系方式：电 话 0512-87663137
销售邮箱 sales@rhinobio.com
官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司
苏州工业园区苏州纳米生物科技园 B6 栋