

产品名称 Endo F3
产品货号 QPF-017
产品批号 ENP170240501
储藏温度 采用冰袋运输，收到产品后请立即将产品置于 2-8℃，避免冻存！
产品组成 240U/30μl Endo F3 和 1ml 10×Glyco 缓冲液 6。

检测	参考	结果
性状	无色透明液体制剂。	合格
活性	在 37℃，10×Glyco 缓冲液 6 体系孵育 1 小时，1 单位酶(1U)Endo F3 可消化 1μg 糖蛋白(TNFR) 释放 >90% N-连寡糖。	合格
纯度	SDS-PAGE 分析，纯度 ≥95%。	合格
生产日期		2024 年 05 月
有效日期		2025 年 04 月



联系方式：电 话 0512-87663137
销售邮箱 sales@rhinobio.com
官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司
苏州工业园区苏州纳米生物科技园 B6 栋