

产品名称 GlyCOUPER protease  
产品货号 QIP-010  
产品批号 ENI100240701  
储藏温度 采用冰袋运输，收到产品后请立即将产品置于-20℃储存。  
产品组成 2000U GlyCOUPER protease。

参数	合格标准	实际结果
性状	无色透明液体。	合格
酶活	在 37℃，TBS (50mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH7.6) 体系孵育 15 分钟，1 单位酶 (1U) 可消化 1μg 融合蛋白 (蛋白+GGGSGGSGGGS+hFC) ≥ 95%。	合格
纯度	SDS-PAGE 分析纯度≥95%。	合格
生产日期		2024 年 07 月
有效日期		2025 年 06 月



联系方式：电 话 0512-87663137  
销售邮箱 sales@rhinobio.com  
官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司  
苏州工业园区苏州纳米生物科技园 B6 栋